



## FICHAS TÉCNICAS

FECHA DE EDICIÓN: 15-04-2020	VERSIÓN: 1	REVISIÓN Nº: 1
EDITADO POR: Camila Reyes	CÓDIGO: DOC - CC - 014	PAG: 1 de 1



### TAPETE DESINFECTANTE DUO KIT

REFERENCIA	TAP-DESINF-01	
MARCA	Ergo & Health	
CATEGORÍA	Elementos de protección.	
USO	Limpieza y desinfección en el hogar, conjuntos residenciales, oficinas, empresas, plantas procesadoras de alimentos, laboratorio, hospitales, ya que están expuestos a contaminación cruzada por gérmenes y bacterias.	
MATERIAL	Superficie desinfectante	Elaborado en PVC.
	Superficie de Secado	Elaborado en Fibra Polipropileno.
	Amonio cuaternario	Microbicida a base de amonios cuaternarios de última generación Excipientes.
DIMENSIONES	88 cm x 47 cm.	
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Antideslizante, antifúngico.</li> <li>* No inflamable.</li> <li>* Para tráfico pesado.</li> <li>* Incluye 1 litro amonio cuaternario 5ta generación (Rinde 3 meses).</li> <li>* Recomendado para suplir las exigentes necesidades de</li> <li>* Es durable y resistente a solventes: gracias a su práctico diseño permite almacenar suficiente solución desinfectante para enjuagar y un base rugosa para raspar, eliminando un gran porcentaje de suciedad.</li> <li>* Es óptimo para entradas, manteniendo las áreas libres de contaminación que vaya adherida al calzado.</li> <li>* El amonio cuaternario tiene registro sanitario 2016DM-0015723.</li> </ul>	
INSTRUCCIONES DE USO	<p><b>Amonio Cuaternario:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Utilizar 20 ml por 1 galón de agua.</li> <li>* Utilizar diariamente 300 ml de esta solución diluida en el tapete desinfectante.</li> <li>* Evitar el contacto con la solución limpia sin el uso de guantes de caucho y lentes protectores.</li> </ul> <p><b>Tapete:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Vierta el líquido desinfectante en la zona del atrapamugre aprox 300 ml, este material está diseñado para que el zapato entre en contacto con el líquido mientras sus fibras limpian la contaminación del zapato, posteriormente el pasa al tapete atrapa humedad que limpia los residuos que queden y seca el zapato.</li> <li>* Se recomienda cambiar el líquido desinfectante una vez al día.</li> <li>* No exponer doblado al sol</li> <li>* No colocar objetos muy pesados.</li> </ul>	
COLOR	Negro	
GARANTÍA	1 año por defectos de fabricación.	